


TEST DE DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE PORTABLE DE LA COVID-19

BEC SARS-CoV-2 RT-LAMP KIT



Prélèvement

Manipulation par un
opérateur

Incubation
et lecture



- Résultats en moins de 30 minutes
10 min. de manipulation + 5 à 20 min. d'analyse



- 2 prélèvements analysés en simultanée
1 lecteur = 4 tests/h



- Simple d'utilisation
Analyse sur le terrain & lecture visuelle du résultat



- Validé par le Centre National de Référence
& référencé sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé



- Test remboursé
par la Sécurité Sociale



- Développé et produit en Île-de-France

TEST DE DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE PORTABLE DE LA COVID-19

BEC SARS-CoV-2 RT-LAMP KIT



Kit de 10 tests



Pack Lecteur

LE PACK LECTEUR CONTIENT :

- L'incubateur/lecteur BEC (prise électrique & batterie incluses)
- 1 smartphone avec l'application BEC
 - 1 pipette 25 µl
 - 1 pipette 100 µl
- 1 boîte de pointes à filtre
- 1 porte-échantillons
- 1 collecteur de DASRI
 - 1 pellicase

n.b : le pack n'inclut pas de kit

TARIFICATION

33€ / test

Pour une quantité minimum
de 500 tests / mois, prêt du Pack Lecteur

(Offre pour l'achat du Pack Lecteur : 9 500€)